

Prüfplan

((Code: 05.02.06.02, Version: 04.00))

Anschrift der Trichinenuntersuchungsstelle: Tierarztpraxis H. Röhler
Giengener Straße 21
07937 Zeulenroda-Triebes

Angewendete Methode:

(Bitte ankreuzen!):

☒ Magnetrührverfahren

☐ Automatisches Verdauungsverfahren („Trichomatic 35“) (1)

Pepsin: Hersteller und Charge:

Opopharma, 780A0426

Unter- suchungsdatum	Beginn und Ende der Unter- suchung (3)	Anzahl der Probe n	Proben- identifikation: (2)	Einwaage Proben- material Tierart in g	Einwaage Füll- material Tierart in g	Ansatz (100 g) (HS bis 115 g)	Ansatz (50 g) (HS u. WS)	Untersu- chungs- ergebnis		autom. Freigabe	Anmerkungen/ Gewebe- rückstand auf dem Sieb in g (3)	Ge- webe- rück- stand < 5% (4)	Unter- sucher
			a) WUS Nr.: b) Trichinen- probenbegleit- schein-Nr.: c) Schlacht-Nr.: d) andere Tierart			2 l Wasser, 16 ml HCl, 10 g Pepsin	1 l Wasser, 8 ml HCl, 5 g Pepsin	negativ	positiv				
02.10.2026	10-11:30	1	269656	5 ws	0	X		☒	☐	X	4,4	☒	LR
		1	263461	5 ws				☒	☐	X			
		1	263003	5 ws				☒	☐	X			
		1	263004	5 ws				☒	☐	X			
		1	280292	5 ws				☒	☐	X			
		1	263005	5 ws				☒	☐	X			

		1	263439	5	WS				☒	☐	X			
		1	280574	5	WS				☒	☐	X			
		1	822929	5	WS				☒	☐	X			
		1	907612	5	WS				☒	☐	X			
		1	907622	5	WS				☒	☐	X			
		1	280267	5	WS				☒	☐	X			
		1	280266	5	WS				☒	☐	X			
		1	263462	5	WS				☒	☐	X			
		1	839425	5	WS				☒	☐	X			
		1	839554	5	WS				☒	☐	X			
		1	839555	5	WS				☒	☐	X			
		1	839177	5	WS				☒	☐	X			
		1	839521	5	WS				☒	☐	X			
		1	286269	5	WS				☒	☐	X			

HS...Hausschwein

WS...Wildschwein

HCl...Salzsäure (25%ig)

(1) Austausch des Karbonfilters (Polycarbonat-Membranfilter) in Anmerkungen dokumentieren (s. Nr. 4.3 der VA „Anforderungen an die Trichinenuntersuchungsstellen“ (Code: 05.02.03))

(2) eindeutiger Rückschluss auf Einzelproben muss möglich sein (ggf. durch Zuordnung von WUS-Nrn., Trichinenprobenbegleitschein-Nrn. o. Ä. zum Ansatz in separater Dokumentation)

(3) inkl. Einwaage, Aufschluss, Auswaage und mind. 5 min je mikroskopische Untersuchung

(4) bei jeder Untersuchung, neuer Pepsincharge und Laborvergleichsuntersuchung (LVU) ist eine Verifizierung durchzuführen (Geweberückstand $\leq 5\%$ der Einwaage) und zu dokumentiert